

Consejos para las Prótesis flexibles



La prótesis será higienizada con un cepillo dental de cerda de contextura media bajo chorro de agua todos los días.

Será sumergida durante un minuto en agua caliente para que tome una consistencia blanda y colocada en la boca inmediatamente ya que, de esta manera, tomará la forma de los tejidos (memoria plástica).

Una vez por semana deberá ser sumergida durante 15 minutos en una solución limpiadora (pastillas), pudiendo realizar esta operación diariamente.

La prótesis debe ser lavada y cepillada antes de reinsertarse en la boca.

Siempre que se saque de la boca, la prótesis debe ser colocada en agua.

BENEFICIOS

Preserva el deterioro del hueso

Brinda una excelente estética porque no requiere de retenedores metálicos, previene de la abrasión producida por los mismos.

Es adaptable a los tejidos blandos por su delgadez (2mm).

No presenta toxicidad y no se deteriora con las bacterias propias de la boca.

Tiene estabilidad en boca por tener memoria plástica.

Resistencia, Mantenimiento sencillo.

Advertencia: Nunca utilice dentífricos ni abrasivos (bicarbonato) pues le pueden causar daños irreversibles a su prótesis flexible.